

## Arbeitsblatt «i-gel®»

OSCE-Nr. 58

**GA:** Phase 3 ab Themenbock 05 (Atemwegsmanagement 4)

**VA:** Woche 2 (Atemwegsmanagement 4)

**Instruktionsvideo:** nein

### Ziel:

Beatmung mittels korrekt liegender i-gel®.

### Achtung:

Die i-gel® dichtet die Intubationsphantome ungenügend ab. Der SimMan ist besser geeignet (Nur in Anwesenheit eines Ausbildners).

### Material:

- Handschuhe
- Intubationsphantom, ggf. Simman
- i-gel® der entsprechenden Grösse
- Sugi
- O<sub>2</sub> Flasche
- Beatmungsbeutel, Masken, ggf. Guedel
- Silikonspray
- Stethoskop
- Tubecheck oder Kapnometer
- Magillzange

### Vorgehensweise:

1. Handschuhe anlegen
2. Die für den Patienten richtige i-gel®-Grösse wählen
3. Die i-gel® gleitfähig machen
4. Umfasse die i-gel® wie ein Stift am eingebauten Beisskeil und positioniere die i-gel® so, dass die Ausgangsöffnung zum Kinn des Patienten weist
5. Den Kopf des Patienten reklinieren
6. Wenn der Mund des Patienten sich noch nicht geöffnet hat, mit deiner andere Hand den Mund des Patienten öffnen (Kinn sanft nach unten drücken)
7. Die Spitze der i-gel® in den Mund einführen, und die i-gel® in Richtung des harten Gaumens einführen.
8. Mit kontinuierlichem aber sanftem Druck die i-gel® weiter schieben, bis ein deutlicher Widerstand spürbar ist
9. Die Schneidezähne des Patienten müssen nun auf dem eingebauten Beisskeil ruhen
10. Nun den Patienten beatmen
11. Beatmung mittels Stethoskop überprüfen (zuerst Magen, danach Lungen)
12. Die i-gel® mit Pflaster fixieren

Name, Vorname:

RD:

Klasse:

## Handlungsbewertungsbogen «i-gel®»

### VORBEREITUNG:

Richtet alle benötigten Materialien

R	F	N
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kontrolliert alle Materialien

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Legt Handschuhe an

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

### AUSFÜHRUNG:

Rekliniert den Kopf des Patienten

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Öffnet den Mund des Patienten am Kinn

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Führt die i-gel® korrekt ein bis deutlicher Widerstand

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Die Schneidezähne des Pat. liegen auf dem eingebauten

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Beisskeil

Beatmet den Patienten

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Überprüft die Lage mittels Auskultation korrekt

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Fixiert die i-gel®

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

R = Richtig, F = Falsch, N = Nicht beurteilbar

### ERFÜLLUNGSKRITERIEN:

Die **fettgedruckten** Arbeitsschritte sind obligatorisch

### BEMERKUNGEN:

keine

### BEURTEILUNG:

Erfüllt Nicht Erfüllt OSCE RD-Praxis OSCE EMERGENCY OSCE Kol. Beurteilung 

Name / Unterschrift / Funktion:

Datum: